




A.



B.



F

TABOURET DE DOUCHE

Poids maximum utilisateur : 135 kg.

Fig. A : Assembler les éléments à l'aide des vis fournies en respectant bien le sens d'insertion des vis dans le tube.

Fig. B : Clipser les 2 lattes comportant des découpes sur les tubes horizontaux puis la 3^{ème} latte sans découpe au centre.

L'entretien doit être fait avec un chiffon doux humide ou avec des produits de nettoyage et de désinfection courants. Ne pas utiliser d'acides ou de poudre à récurer.

Service Après Vente et Assistance technique : Tél.: +33(0)3 22 60 22 74 e-mail : sav@delabie.fr
La dernière version à jour de cette notice est disponible sur www.delabie.fr.

GB

SHOWER STOOL

Maximum user weight: 135 kg.

Fig. A: Assemble the parts, using the screws supplied. Ensure that the screws are inserted correctly into the tubes.

Fig. B: Clip the 2 slats with the cut away sections onto the horizontal tubes, then clip the 3rd slat with no cutaways between the two outer slats.

Clean with a soft, damp cloth or with current cleaning products and disinfectants. Do not use acid based products or scouring powder.

After Sales Care and Technical Support:

For Douglas Delabie UK market only: Tel. 01491 824449 email: technical@douglasdelabie.co.uk

For all other markets: Tel. +33 (0)3 22 60 22 74 email: sav@delabie.fr

The most recent version of this installation guide is available on: www.delabie.com

DE

HOCKER FÜR DUSCHEN

Maximales Nutzergewicht: 135 kg.

Abb. A : Die Einzelteile mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben zusammenfügen, dabei darauf achten, dass die Schrauben in der abgebildeten Richtung korrekt in das Rohr eingeführt werden.

Abb. B : Die beiden Latten mit den Aussparungen unten auf die waagerechten Rohre klipsen, danach die dritte Latte ohne Aussparung in der Mitte festklipsen.

Reinigung mit einem weichen feuchten Tuch oder gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Keine säurehaltigen oder scheuernden Produkte verwenden.

Technischer Kundendienst: Tel.: 069-17320945 2 E-Mail: info@delabie.de
Aktuellste Version dieser Anleitung verfügbar unter: www.delabie.de

PL

TABORET NATRYSKOWY

Maksymalna waga użytkownika : 135 kg.

Rys. A : Połączyć elementy za pomocą dostarczonych śrub przestrzegając kierunku wkładania śrub do rury.

Rys. B : Zatrzasknąć 2 listwy z wycięciami na poziomych rurach, następnie 3^{cią} listwę bez wycięcia zatrzasknąć w środku.

Należy czyścić miękką wilgotną szmatką lub środkami czyszczącymi i dezynfekującymi. Nie stosować kwasów lub środków do szorowania.

Serwis posprzedażowy i Pomoc techniczna: Tel.: (022)789 40 52 e-mail: info@delabie.pl
Ostatnia wersja tej ulotki jest dostępna na stronie : www.delabie.pl

NL

DOUCHEKRUK

Maximum gewicht gebruiker : 135 kg.

Fig. A : Assembleer de verschillende elementen met behulp van de meegeleverde schroeven en respecteer daarbij de richting waarin de schroeven in de buis moeten worden geplaatst.

Fig. B : Clips de 2 latten voorzien van een uitsparing op de horizontale buizen en clips vervolgens de 3de lat zonder uitsparing vast in het midden.

Het onderhoud moet gebeuren met een zachte, vochtige doek of met gewone onderhouds- en desinfectiemiddelen. Geen zuren of schuurmiddelen gebruiken.

Dienst na verkoop en technische ondersteuning:

Tel: + 32 (2) 520 16 76 e-mail: bsc@bsc.be

De laatste bijgewerkte versie van deze folder is beschikbaar op www.delabie.fr